

Agrafeuse cutnée et pince pour retirer les agrafes cutanées
Notice d'utilisation

No cat.: SSG-15W, SSG-25W, SSG-35W, SSG-55W, SSG-15R, SSG-25R, SSG-35R, SSG-55R, SSG-15H, SSG-25H, SSG-35H, SSG-55H, SRG-U

 <p>Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd., No 318 Huanghe West Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, 266555, Chine</p>	<p>Informations de contact: Téléphone: +86 0532-86769190 Fax: +86 0532-86767322</p>	<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table> <p>MDML INTL LTD., 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, République d'Irlande</p>	EC	REP	
EC	REP				

Indications:

AGRAFEUSE CUTANEE - le produit destiné à la fermeture des plaies chirurgicales et autres dans une large gamme de procédures de la chirurgie générale, thoracique, obstétrique, gynécologique, orthopédique, cardiovasculaire, urologique et plastique.

PINCE POUR RETIRER LES AGRAFES CUTANÉES - le produit est destiné à retirer les agrafes cutanées utilisées pour la fermeture de plaies.

Contre-indications:

Les agrafeuses cutanées ne doivent pas être utilisées s'il est impossible de garder une distance de 5 mm entre la surface de la peau suturée et les vaisseaux sous-jacents, les nerfs importants, les organes internes, les os et le tissu conjonctif sous forme de tendons et de ligaments.

Description de l'utilisation:

AGRAFEUSE CUTANEE

1. Soulever, déplier et ajuster les bords de la peau à l'aide d'une pincette.
2. Tenir l'agrafeuse au-dessus du centre des bords de peau dépliés, perpendiculairement à la ligne de coupe et maintenir une distance d'environ 1-2 mm au-dessus de la peau afin qu'il y ait un petit espace entre la traverse supérieure de l'agrafe installée et la surface de la peau ce qui permettra le retrait ultérieur de l'agrafe.
3. Fermer l'agrafeuse en appuyant sur la gachette avec un mouvement continu à fond.
4. Relacher la gachette pour libérer l'agrafe.

PINCE POUR RETIRER LES AGRAFES CUTANÉES

1. Faire glisser les mâchoires inférieures de la pince (avec l'espace entre elles) au-dessous de la traverse supérieure de l'agrafe.
2. Serrer la poignée de la pince jusqu'à fond. Ne pas soulever et tirer la pince.
3. S'assurer que l'agrafe a pris la forme de la lettre M. Soulever doucement la pince en retirant les extrémités de l'agrafe de la peau.

Avertissements et précautions:

1. Lire attentivement la notice avant l'utilisation.
2. Il est conseillé d'installer les agrafes chaque 5 mm. Il est conseillé d'utiliser une agrafeuse à 15 agrafes pour les plaies inférieures à 5 cm, à 25 agrafes pour les plaies de 5 à 10 cm et à 55 agrafes pour celles de 15 à 25 cm.
3. Les trois premières agrafes doivent être jetées en dehors de la plaie. S'assurer qu'elles ont pris la bonne forme et alors utiliser l'agrafeuse.
4. Appuyer la gachette toujours à fond. Relacher la gachette prématurément et l'appuyer de nouveau peut causer le déclenchement de l'agrafe suivante avant que la précédente ne soit libérée. Ceci peut bloquer l'agrafeuse.
5. Les agrafes ne doivent pas rester dans le corps plus de 30 jours.
6. Les agrafes retirées sont tranchantes et potentiellement dangereuses. Respecter les procédures retenues dans l'hôpital pour protéger soi-même et l'autre personnel contre les blessures accidentelles.

Le produit conçu exclusivement pour le personnel médical qualifié. L'outil nécessite une élimination appropriée après utilisation.



Produit jetable



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène



Protéger contre l'humidité



Lire attentivement la notice d'utilisation



Fabricant



Attention, lire le dossier joint



Ne pas stériliser



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Représentant autorisé dans l'UE